



technoclone



# von Willebrand Faktor

Bio-Immunoassay zur Bestimmung der Collagen Bindungsaktivität des von Willebrand Faktor und des von Willebrand Faktor Antigens

*A clear view into the future!*

Das von-Willebrand Syndrom (vWS) ist eine Blutgerinnungsstörung, die auf einem qualitativen oder quantitativen Mangel des von-Willebrand-Faktors (vWF) beruht.

Zur Erkennung und Unterscheidung eines quantitativen vWF Mangels bei Typ 1 und 3 vWS, sowie eines qualitativen vWF Mangels bei Typ 2A, 2B und 2M vWS wird der Kollagenbindungsassay (vWF: CBA), der die Bindung von hohen vWF-Multimeren an Kollagen misst, mit der Bestimmung des vWF-Antigens kombiniert.

Vollständiges Assay-Panel für die genaue Diagnose des vWS

Automatisierbar  
auf ELISA Vollautomaten !

◆ **TECHNOZYM® vWF:Ag**

ELISA zur quantitativen Bestimmung des vWF Antigen

◆ **TECHNOZYM® vWF:CBA**

Mit humanem Kollagen Typ III beschichteter ELISA zum Nachweis von qualitativen vWF-Mängeln bei Typ 2A und 2B vWS

◆ **TECHNOZYM® vWF:CBA Collagen Type I**

Mit humanem Kollagen Typ I beschichteter ELISA zum Nachweis von qualitativen vWF-Mängeln bei Typ 2A und 2B vWS

◆ **TECHNOZYM® vWF:CBA Collagen Type VI**

Mit humanem Kollagen Typ VI beschichteter ELISA der für eine genaue Diagnose eines vWS des Typ 2M empfohlen wird

Produkt	Packungsinhalt	REF	Testanzahl
TECHNOZYM® vWF:Ag ELISA Kit	12 x 8 anti-vWF Streifen 1 x 0,3 ml anti-vWF Konjugat 1 x 80 ml Waschpufferkonzentrat 1 x 90 ml Inkubationspuffer 1 x 12 ml TMB Substrat 1 x 12 ml Stopplösung 7 x 0,5 ml Kalibratoren und Kontrollen	5450201	96 Teste
TECHNOZYM® vWF:CBA ELISA Kit	12 x 8 Collagen Type III Streifen 1 x 0,3 ml anti-vWF Konjugat 1 x 80 ml Waschpufferkonzentrat 1 x 90 ml Inkubationspuffer 1 x 12 ml TMB Substrat 1 x 12 ml Stopplösung 7 x 0,5 ml Kalibratoren und Kontrollen	5450301	96 Teste
TECHNOZYM® vWF:CBA Collagen Type I ELISA Kit	12 x 8 Collagen Type I Streifen 1 x 0,3 ml anti-vWF Konjugat 1 x 80 ml Waschpufferkonzentrat 1 x 90 ml Inkubationspuffer 1 x 12 ml TMB Substrat 1 x 12 ml Stopplösung 7 x 0,5 ml Kalibratoren und Kontrollen	5450311	96 Teste
TECHNOZYM® vWF:CBA Collagen Type VI ELISA Kit RUO	12 x 8 Collagen Type VI Streifen 1 x 0,3 ml anti-vWF Konjugat 1 x 80 ml Waschpufferkonzentrat 1 x 90 ml Inkubationspuffer 1 x 12 ml TMB Substrat 1 x 12 ml Stopplösung 7 x 0,5 ml Kalibratoren und Kontrollen	5450321	96 Teste

