



technoclone




THROMBINGENERIERUNG

Die modularen TECHNOTHROMBIN TGA Reagenzien decken Ihre Bedürfnisse bei der Verwendung von Thrombingenerierung in Ihren Forschungsprojekten ab

A clear view into the future!

TECHNOTHROMBIN TGA



Die RUO (Research Use Only) modularen TECHNOTHROMBIN TGA Reagenzien decken Ihre Bedürfnisse bei der Verwendung von Thrombingenerierung in Ihren Forschungsprojekten in der

- Thrombophilie
- Haemophilie
- Antikoagulation und
- Thrombogenität von Mikropartikeln ab

Nur eine Kalibration pro Substratcharge notwendig. Applikationen und Auswertesoftware für eine Vielzahl von Fluoreszenzreadern stehen zur Verfügung.

Produkt	Packungsinhalt	REF	Testanzahl
TECHNOTHROMBIN TGA Kit	3 x 1,5 ml TGA Substrat 1 x 3 ml TGA Puffer 1 x 0,5 ml TGA Thrombin Kalibrator 1 x 0,5 ml TGA Reagenz C low (RCL) 1 x 0,5 ml TGA Reagenz C high (RCH) 1 x 1,5 ml TGA Reagenz D (RD) 1 x 1 ml TGA Control Low 1 x 1 ml TGA Control High	5006010	3 x 16 Teste

Modulare Reagenzien

TECHNOTHROMBIN TGA RA	Reagenz A (RA); konzentrierte Phospholipid-Micellen ohne Tissue Faktor	5006205 5006206	5 x 0,5 mL 50 x 0,5 mL
TECHNOTHROMBIN TGA RB	Reagenz B (RB); niedrig konzentrierte Phospholipid-Micellen rhTF	5006209 5006210	5 x 0,5 mL 50 x 0,5 mL
TECHNOTHROMBIN TGA RC Low	Reagenz C Low (RCL); niedrig konzentrierte Phospholipid-Micellen rhTF	5006212 5006213	5 x 0,5 mL 50 x 0,5 mL
TECHNOTHROMBIN TGA IVIG	Reagenz IVIG; Optimierte Triggeraktivität für die Testung von IVIg	5006218	50 x 1,5 mL
TECHNOTHROMBIN TGA RC High	Reagenz C High (RCH); hoch konzentrierte Phospholipid-Micellen rhTF	5006214 5006216	5 x 0,5 mL 50 x 0,5 mL
TECHNOTHROMBIN TGA RD	Reagenz D (RD); RD konzentrierte Phospholipid-Micellen	5006220 5006222	5 x 1,5 mL 50 x 1,5 mL
TECHNOTHROMBIN TGA SUB	Fluorogenes Substrat 1 mM Z-G-G-R-AMC, 15 mM CaCl ₂ für Plasmaproben	5006235 5006230	5 x 1,5 mL 50 x 1,5 mL

Kalibratoren und Kontrollen

TECHNOTHROMBIN TGA CAL Set	1 x 3 ml TGA Puffer 1 x 0,5 ml TGA Thrombin Kalibrator	5006345	1 Set
TECHNOTHROMBIN TGA Control High	TGA hohe Kontrolle. Humanes Plasma mit erhöhter Thrombingenerierung.	5006320	5 x 1 ml
TECHNOTHROMBIN TGA Control Low	TGA niedrige Kontrolle. Humanes Plasma mit verminderter Thrombingenerierung	5006330	5 x 1 ml

Technoclone Herstellung von Diagnostika und Arzneimitteln GmbH
 Brunner Str. 67 | 1230 Wien | Österreich
 Tel: +43 1 86373-0 | Fax: +43 1 86373-44
 products@technoclone.com | www.technoclone.com

